



NEU bei Drive

*leicht, frei,
mobil*

Kindergehtrainer **Trekker**

Der Kindergehtrainer TREKKER ist ein zuverlässiger Weggefährte für den Alltag von Kindern, die Unterstützung für ihre motorischen Fähigkeiten benötigen. Das umfangreiche Zubehör lässt sich optimal und individuell auf den Leistungsgrad des Nutzers anpassen, ergänzt gezielt Therapien und motiviert zur Bewegung.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING



Motiviert zur Bewegung



Kindergehtainer **Trekker**

Trekker S	Orange	TK 1000
Trekker M	Grün	TK 2000
Trekker L	Blau	TK 3000

Merkmale

- Kompatibles und umfangreiches Zubehör passend für alle Modelle
- Umfangreiche Ein- oder Verstellmöglichkeiten aller Anbauteile
- Innovative Rollenfunktionen wie Richtungsfeststeller, Rücklaufstopp, Schleif- und Feststellbremse bei allen Modellen
- Stabile und leichte Konstruktion gewährleistet Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Max. Belastung von 30 kg bis 70 kg (siehe tech. Daten)
- Trekker M und L für den einfachen Transport faltbar
- Werkzeugfreie Montage aller Zubehörteile
- Flexible Einstellmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten des Nutzers
- Begleitet stufenlos die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten
- Motiviert zur Bewegung, erschließt neue Bewegungsräume und unterstützt die Arbeit bei Therapien.



TK 1000



TK 2000



TK 3000

Trekker

Technische Daten

Bestellnummer	Bezeichnung	Höhenverstellung	Länge	Breite	Max. Belastung
TK 1000	TREKKER S	47 – 67 cm	84 cm	56 cm	30 kg
TK 2000	TREKKER M	64 – 86 cm	81 cm	66 cm	50 kg
TK 3000	TREKKER L	86 – 122 cm	96 cm	71 cm	70 kg



Unterarmauflage

TK1035 S, TK1035 M / L

Merkmale

- Höhen- und Tiefeneinstellung
- Längeneinstellung sowie supinate und pronate Winkelverstellung
- Individuelle Montage am Haltegriff
- Anatomisch geformte Handgriffe und Armauflagen
- Klettverschlussbänder für zusätzlichen Halt

Fußgelenkbandage

TK 1060 S, TK1060 M, TK1060 L

Merkmale

- Schrittlängeneinstellung
- Angenehme Polsterung
- Unterstützt die motorische Kontrolle beim Gehen

Sitzgeschirr

TK1070S, TK 1070 M / L

Merkmale

- Längenverstellung der Sitzgurte für optimale Gewichtsverlagerung
- Abnehmbares und gepolstertes Sitzpolster
- Unterstützt die Balance des Kindes und entlastet je nach Einstellung die Beine.

Hüftgurt

TK1080 S, TK1080 M, TK1080 L

Merkmale

- Höhen-, Tiefen- und Winkelverstellung für eine individuelle Einstellung der Beckenstellung
- Gepolsterte Hüftgurteinlagen
- Klickverschlüsse zur offenen oder fixierten Nutzung
- Individuelle Einstellung der Gurte für eine komfortable Fixierung des Oberkörpers

Oberschenkelgurt

TK1090S, TK1090 M / L

Merkmale

- Stufenlose Höheneinstellung
- Individuelle Winkeleinstellung
- Stabilisiert und begleitet das Gehverhalten des Nutzers



Unterarmauflage



Sitzgeschirr



Hüftgurt



Oberschenkelgurt



Fußgelenkbandage

Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Modell	Einheit
TK 1035 S	Unterarmauflage	TREKKER S	Paar
TK 1035 M / L	Unterarmauflage	TREKKER M, L	Paar
TK 1045	Haltegriff	TREKKER S,M,L	Paar
TK 1060 S	Fußgelenkbandage	TREKKER S	Paar
TK 1060 M	Fußgelenkbandage	TREKKER M	Paar
TK 1060 L	Fußgelenkbandage	TREKKER L	Paar
TK1070 S	Sitzgeschirr	TREKKER S	Set
TK 1070 M / L	Sitzgeschirr	TREKKER M,L	Set
TK 1080 S	Hüftgurt	TREKKER S	Stück
TK 1080 M	Hüftgurt	TREKKER M	Stück
TK 1080 L	Hüftgurt	TREKKER L	Stück
TK 1090 S	Oberschenkelgurt	TREKKER S	Paar
TK 1090 M / L	Oberschenkelgurt	TREKKER L	Paar

Ihre Fachhändler:

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.de