



Größe M und L,
faltbar



Trekker L

Kindergehtrainer



Hinterrad mit
Rücklaufsperre



Trekker M

Kindergehtrainer



Trekker S

Kindergehtrainer

- Umfangreiche Ein- oder Verstellmöglichkeiten
- Innovative Rollenfunktionen wie Richtungsfeststeller, Rücklaufstopp, Schleif- und Feststellbremse bei allen Modellen
- Stabile und leichte Konstruktion gewährleistet Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Werkzeugfreie Montage aller Zubehörteile
- Flexible Einstellmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten des Nutzers
- Begleitet stufenlos die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten
- Motiviert zur Bewegung, erschließt neue Bewegungsräume und unterstützt die Arbeit bei Therapien



Kindergehtrainer Trekker L

Bestellnummer TK 3000

Kindergehtrainer Trekker M

Bestellnummer TK 2000

Kindergehtrainer Trekker S

Bestellnummer TK 1000

Technische Daten

Produkt	Farbe	Breite	Länge	Höhe	Faltmaß (H)	Gewicht	Max. Belastung
Trekker L	blau	71 cm	96 cm	74 - 99 cm	44,5 cm	9,2 kg	70 kg
Trekker M	grün	66 cm	81 cm	55 - 66 cm	43 cm	7,6 kg	50 kg
Trekker S	orange	56 cm	84 cm	38 - 47 cm	Nicht faltbar	6,4 kg	30 kg