



Kompakte
Rückenlehne



Akku einfach
austauschbar



Übersichtliche
Handbedienung



1



2



3




4



5



6



7

Badewannenlift Felix

Der Klassiker im Badezimmer

- Kompakte, schwimmfähige Handsteuerung
- In allen gängigen Standard-Badewannen einsetzbar
- Mit Höhenadapter an die Badewannenhöhe anpassbar
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Alle Bezüge antibakteriell, abnehmbar und leicht zu reinigen
- Zum Transport handlich in zwei Teile zerlegbar
- Umfangreiches Zubehör ermöglicht individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden
- Drei Jahre Garantie (ausgenommen Bezüge und Verschleißteile)

Zubehör Felix

Baden Auflagen und Zubehör

1 Kopfstütze

weiß / blau / grau (Bellavita/Felix)

410 200 252 / 312 / 432

2 Höhenadapter Felix

Felix 20 mm / 40 mm / 60 mm (Satz à 6 Stk.)

401 536 / 542 / 552

3 Seitenklappenabweiser (Zum Anbringen an evtl. vorhandene Haltegriffe in der Badewanne)

Set à 2 Stk.

400 570

Vermeiden ein Hängenbleiben der Seitenklappen des Badelifts an den Haltegriffen.

4 Aktiv-Schaumreiniger

Bellavita / Felix

410 900 100

5 Saugerset

Felix (4 x transparent, 1 x grau)

400 856

6 Drehsitz-Nachrüstset für Felix

Inkl. Montagematerial

410 003 000

7 Bezugset Felix

Felix Classic + T, weiß / blau

410 000 252 / 312

Felix Comfort, weiß / blau

410 100 252 / 312

Badewannenlift Felix

Bestellnummer	ohne Bezug	mit Bezug Classic	mit Bezug Komfort
weiß / blau	441 100 100	441 100 252 / 312	441 200 252 / 312
HMV-Nr.	04.40.01.0002	04.40.01.0035	

Technische Daten

Produkt	Breite	Länge	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehne	Gewicht	Max. Belastung
Badewannenlift Bellavita ²⁶	70 cm	83 cm	35 cm	42 cm	6 - 48 cm	10° - 50°	9,3 / 9,7 kg	140 kg
Badewannenlift Felix	70 cm	86 cm	37 cm	45 cm	8 - 42 cm	12° - 40°	15,5 kg	140 kg