

Qualität und **Sicherheit**,
die sich **im Alltag**
bewähren

TOILETTE




Sitzbrille
gepolstert



Sitzbrille
hochklappbar



Höhenverstellbare
Beine



Toilettenstuhl TS 130

Der vielfach bewährte Toilettenstuhl

- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Große, weiche Sitzfläche und Rückenlehne bieten Komfort
- Sitzbrille und Auflage hochklappbar und abnehmbar
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Einfach zu reinigen



Toilettenstuhl TS 130

Bestellnummer	TS 130	Sitzbrille / Sitzauflage / Eimer m. Deckel
schwarz-silber	530 100 100	530 100 112 / 120 / 090
HMV-Nr.	33.40.04.0016	

Technische Daten

Produkt	Breite*	Länge**	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehne	Gewicht	Max. Belastung
Toilettenstuhl TS 130	62 / 58 cm	55 / 50 cm	43 cm	44 cm	52 - 64 cm	36 cm	8,5 kg	130 kg

*Gesamtbreite bei max. Höhe/Gesamtbreite bei min. Höhe

**Gesamtlänge bei max. Höhe/Gesamtlänge bei min. Höhe

WWW.DRIVEMEDICAL.DE

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu • Germany • info@drivemedical.de • www.drivemobil.de • Tel.: +49 7562 9724-0 • Fax: +49 7562 9724-25

Stand Mai 2014 – Irrtum und Änderungen vorbehalten