

Gehstöcke mit  
anatomischem Handgriff

Cane with Anatomic Handle

faltbar / foldable:

10390F-1 / 10391F-1 / 10391FL-1

10392F-1 / 10392FL-1

starr / fixed:

10390S-1 / 10391S-1 / 10391SL-1

10392S-1 / 10392L-1

Maxiline

10390SXL-1 / 10391SXL-1 / 10391SXLL-1

**drive**  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)

## Gehstock / Cane

Die Handgriffe sind anatomiegerecht der Handgrifffläche entsprechend für die linke und rechte Hand gestaltet und die gesamte Handinnenfläche hilft der Abstützung. Das Handgelenk wird durch die bessere Druckverteilung entlastet.

Available in Left and Right Hand versions, the anatomic design provides improved pressure relief to the palm of the hand and the wrist.

## Technische Daten / Technical Data

Faltbare Gehstöcke: Gesamtlänge von 84 bis 94 cm

Starr Gehstöcke: Gesamtlänge 76 bis 99 cm.

Gewicht von 0,34 kg mit eine Max. Belastbarkeit 113 kg

Foldable Cane: Handle height adjusts from 84 - 94 cm

Fixed Cane: Handle height adjusts from 84 - 94 cm

0,34 kg weight and 113 kg weight Capacity



**drive**  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu  
Germany • [info@drivemedical.de](mailto:info@drivemedical.de) • [www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)  
Tel.: +49 7562 9724-0 • Fax: +49 7562 9724-25