

Mini faltbarer Gehstöcke

Mini foldable Cane

Art. Nr.

10397FMSI-1 / 10397FMR-1

10397FMS-1 / 10397BB-1

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.de

Gehstock / Cane

Mit wenigen Handgriffen ist der Stock zusammengeklappt und lässt sich ideal verstauen oder mitnehmen. Der höhenverstellbare Leichtmetallstock kann problemlos auf die richtige Höhe des Benutzers eingestellt werden.

The adjustable, superlight cane may be adjusted to suit every user's height. The cane is easily assembled and folded for easy transportation and storage.

Technische Daten / Technical Data

Gesamtlänge von 85 bis 93 cm, Gewicht von 0,32 kg mit einer Max. Belastbarkeit 113 kg, Rohr Durchmesser von 1,59 cm.

Handle height adjusts from 85 - 93 cm. 0,32 kg weight and 113 kg weight Capacity. Diameter Tube 1,59 cm.



drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu
Germany • info@drivemedical.de • www.drivemedical.de
Tel.: +49 7562 9724-0 • Fax: +49 7562 9724-25