



Hinterrad mit Rücklaufsperre

Richtungs-
feststellung

Achtfach höhen-
verstellbare Beine



Nimbo XL

Kindergehilfe

- Für Kinder mit einer Körpergröße von ca. 160 cm

Nimbo L

Kindergehilfe

- Für Kinder mit einer Körpergröße von ca. 155 cm

Nimbo M

Kindergehilfe

- Für Kinder mit einer Körpergröße von ca. 122 cm

Nimbo S

Kindergehilfe

- Für Kinder mit einer Körpergröße von ca. 114 cm

- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung



Kindergehilfe Nimbo XL

Bestellnummer	705 100 400
HMV-Nr.	10.46.02.3030

Kindergehilfe Nimbo L

Bestellnummer	705 100 300
HMV-Nr.	10.46.02.3030

Kindergehilfe Nimbo M

Bestellnummer	705 100 200
HMV-Nr.	10.46.02.3030

Kindergehilfe Nimbo S

Bestellnummer	705 100 100
HMV-Nr.	10.46.02.3030

Technische Daten

Produkt	Farbe	Breite	Länge	Höhe	Breite zw. Handgriffen	Breite zw. Hinterrad	Rädergröße	Faltmaß (L / B / H)	Gewicht	Max. Belastung
Nimbo XL	nachtblau	69 cm	92 cm	74 - 95 cm	43 cm	48 cm	12,6 cm	69 / 15 / 96 cm	6,2 kg	100 kg
Nimbo L	blau	65 cm	84,5 cm	58 - 77 cm	38,5 cm	48 cm	12,6 cm	65 / 14 / 17 cm	5,4 kg	70 kg
Nimbo M	grün	61 cm	74 cm	49 - 66 cm	36,5 cm	42,5 cm	12,6 cm	59 / 14 / 60 cm	4,3 kg	50 kg
Nimbo S	gelb	59 cm	54 cm	39 - 49 cm	34,5 cm	41 cm	12,6 cm	59 / 13 / 59 cm	3,8 kg	30 kg