

MOBILITÄT IMMER UND ÜBERALL



Material Bambus

Einfache Bedienung



Rollstuhlwaage **Bambus**

Geeignet für alle Rollstuhltypen bis 300 kg

- Schnelle und einfache Gewichtsmessung
- Speicherung des Gewichts im Display möglich
- Extrem belastbare Bambusechtholz Oberfläche
- Serienmäßige Rampe (900400300) um das Befahren der Waage zu ermöglichen
- Optional Stativ (Art. Nr. 900400200) für das Display mit LCD-Anzeige

Produkt	Bambus
Artikelnummer	900400100
Technische Daten	
Gesamtbreite	80 cm
Gesamtlänge	80 cm
Gesamthöhe	6 cm
Gesamtgewicht	13 kg
Max. Belastung	300 kg