

Scooter ST4D / ST4D Plus – der Alleskönner

Der neue Scooter ST4D / ST4D Plus ist die perfekte Lösung, wenn im Alltag alle Ansprüche erfüllt werden sollen.

GESCHWINDIGKEIT
6 KM/H ODER 12 KM/H

BEQUEMER
KAPITÄNSSITZ

6 km/h 12 km/h

136 kg



PRAKTISCHE
RÜCKENTASCHE

EINFACHE
BEDIENUNG

MOTORLEISTUNG
500/700 W

Scooter ST4D

Highlights

- Einfache und intuitive Bedienung des Displays
- 8 A Ladegerät mit Auslesefunktion
- Einfache Neigungsverstellung der Rückenlehne
- Geschwindigkeitsreduktion in Kurven
- Komfortabler Kapitänssitz
- Großer Korb vorne serienmäßig
- Stufenlose Neigungsverstellung der Lenksäule

Technische Daten

- | | |
|----------------------|------------------|
| • Motorleistung | 500/700 W |
| • Maße in cm | 119 x 56,7 x 113 |
| • Steigfähigkeit | 18 ° |
| • Batteriekapazität | 36-50 Ah |
| • Reichweite | ca. 35 km |
| • Bodenfreiheit | 8 cm |
| • Gewicht (o. Batt.) | 64 kg |
| • Max. Belastung | 136 kg |

JETZT TESTEN!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany

info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 06.12.2018 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

Scooter ST4D / ST4D Plus – the all-rounder

The new Scooter ST4D/ST4D Plus is the perfect solution for meeting everyday needs.



Scooter ST4D

Highlights

- Easy and intuitive operation of the display
- 8 Ah charging unit with readout function
- Easy angle adjustment of the backrest
- Speed reduction on curves
- Comfortable captain's seat
- Large front basket is a standard feature
- Continuous adjustment of the steering column

Specifications

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Motor output | 500/700 W |
| • Dimensions in cm | 119 x 56,7 x 113 |
| • Climbing ability | 18° |
| • Battery capacity | 36/50 Ah |
| • Range approx. | 35 km |
| • Ground clearance | 8 cm |
| • Weight (w/o battery) | 64 kg |
| • Max. load | 136 kg |

TRY IT OUT NOW!

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany
info@drivemedical.de | www.drivemedical.de
Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 06.12.2018 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

Scootmobiel ST4D/ST4D – de alleskunner

De nieuwe scootmobiel ST4D/ST4D is de perfecte oplossing als aan het dagelijks gebruik veel eisen worden gesteld.

SNELHEID 6 KM/H
OF 12 KM/H

AANGENAME
KAPITEINSSTOEL

6 km/h 12 km/h

136 kg

PRAKTISCH
OPBERGVAK ACHTER

EENVOUDIGE
BEDIENING

MOTORVERMOGEN
500/700 W

Scooter ST4D

Sterke punten

- Eenvoudige en intuïtieve bediening van het display
- 8 Ah-oplader met uitleesfunctie
- Eenvoudige hoekverstelling van de rugleuning
- Snelheidsvermindering in bochten
- Comfortabele kapiteinsstoel
- Standaard grote mand aan voorzijde
- Traploze verstelling van de stuurkolom

Technische gegevens

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Motorvermogen | 500/700 W |
| • Afmetingen in cm | 119 x 56,7 x 113 |
| • Maximale helling | 18% |
| • Accucapaciteit | 2 x 50 Ah |
| • Bereik | ca. 35 km |
| • Grondspeling | 8 cm |
| • Gewicht (zonder accu) | 64 kg |
| • Max. belasting | 136 kg |

PROBEER 'M NU UIT!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany

info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 06.12.2018 | Irrtum und Änderungen vorbehalten