

WIR
BEWEGEN
IHR LEBEN!



6 KM/H



20 KM



115 KG

★ BASIC LINE

Einfaches Bedienteil

Geringer Wenderadius

Einfach zusammenklappbar



BL270 Brio

Wendig und spritzig

Mit dem Brio sind Sie jederzeit mobil und aktiv bei allen Unternehmungen dabei. Denn der wendige Scooter macht mit seinem modernen Design nicht nur optisch viel Freude, sondern lässt sich zudem ganz einfach und wendig fahren. Damit Sie auch am Ziel Ihrer Reise mobil sind, können Sie den Brio mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zusammenklappen und bequem im Auto verstauen.

- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Praktisch für unterwegs
- Geringes Eigengewicht
- Geringer Wenderadius
- Schnell und einfach ohne Werkzeug zusammenklappbar

BL270 Brio

Bestellnummer **champagner**
HW005BR-G

Technische Daten

Produkt	Abmessungen (L/B/H)	Geschwindigkeit	Reichweite	Batterie	Motor	Wenderadius	Steigfähigkeit	Bodenfreiheit	Gewicht	Max. Belastung
BL270 Brio	93 / 48,5 / 94,5 cm	6 km/h	ca. 20 km	11,5 Ah	270 W	82 cm	11 %	6 cm	24 kg	115 kg