

Sauerstoffkonzentrator 1025KS 10 Liter

Art. Nr.: 1025KS



- Stationärer 10L Sauerstoffkonzentrator
- Sauerstoffkonzentration bis 96 % im Bereich von 2 - 10 l/min
- Integrierter OSD®-Sensor für die kontinuierliche Messung der Sauerstoffkonzentration
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, blockiertem Sauerstoffauslass oder Gerätestörung
- Frontetikett mit allgemein verständlichen Bildsymbolen und LED Leuchten
- Zusätzlicher Sauerstoffauslass auf der Rückseite des Gerätes; erlaubt - in Kombination mit einer optionalen Ablage - die Benutzung aller marktgängigen Füllstationen
- Sauerstoffauslass mit Feuerschutzadapter ausgestattet
- Mehrere Testläufe bei sehr heißen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit erfolgreich durchlaufen
- Hergestellt in den USA

Technische Daten

Artikelnummer	1025KS
Gesamtbreite	34.2 cm
Gesamthöhe	62.2 cm
Gesamttiefe	30.4 cm
Flowbereich	2 - 10 l/min

Sauerstoffkonzentration	87% - 96%
Betriebsspannung	50 Hz
Gesamtgewicht	19 kg
VPE Pal.	18 Pal.

Sauerstoffkonzentrator 1025KS 10 Liter

Art. Nr.: 1025KS



Zubehör



Firesafe™ MKII Rückschlagventil

Art. Nr.:827-2001x20