

Boden-Decken-Stange

Art. Nr.: 10410-10

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Längenverstellbare Boden-Decken-Stange als Haltestange
- Material aus hochwertigstem hochglanzpoliertem Edelstahl
- Einfache Anpassung und in der Länge verstellbar
- Eingelassenene Griffmulden sorgen für sicheren Halt
- Bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Verstellbar mittels Schiebehülse
- Montage durch Verschraubung an beiden Stangenenden
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten

Artikelnummer	10410-10
Gesamthöhe	235 - 255 cm
Rohr Durchmesser	3,2 cm

Gesamtgewicht	3 kg
Gewicht	3 kg
Max. Belastung	100 kg