

Seitenwandgriff 90°

Art. Nr.: 10430-10

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Für Befestigung links oder rechts erhältlich
- Seitenwandgriff aus hochwertigstem hochglanzpoliertem Edelstahl
- Vielfältige Griffmöglichkeiten durch rechtwinklige Form
- Oberflächenprofilierung bietet einen sicheren Halt
- Oberfläche garantiert größtmögliche Keim- und Bakterienfreiheit
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten

Artikelnummer	10430-10
Gesamtbreite	45.9 cm
Gesamtlänge	61 cm
Rohr Durchmesser	3,2 cm

Gesamtgewicht	1,52 kg
Gewicht	1,52 kg
Max. Belastung	120 kg