

Schwenkstützgriff mit Fallsicherung

Art. Nr.: 10495-30



- Aus hochglanzpoliertem Edelstahl
- Beidseitige Befestigung neben dem WC möglich
- Nach oben schwenkbar
- Eingelassene Griffmulden sorgen für sicheren Halt
- Inklusive Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag
- Oberfläche garantiert größtmögliche Keim- und Bakterienfreiheit
- Befestigungsplatte (LxB) 27,5 x 10 cm
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten

Artikelnummer	10495-30
HMV-Nr.	04.40.05.1224
Gesamtlänge	60 cm
Befestigungsplatte Breite	10 cm

Befestigungsplatte Länge	27 cm
Rohr Durchmesser	3,2 cm
Gesamtgewicht	2.9 kg
Max. Belastung	120 kg