

Badewannensitz Boby

Art. Nr.: 12488KD



- Der ideale Badebegleiter für schmale Badewannen
- Zum Auflegen auf den Badewannenrand
- Macht das Baden bequemer und sicherer
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Ausschließlich mit Rückenlehne erhältlich
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	12488KD	Verstellbereich (Wannenbreite innen)	45.5 - 57.5 cm
HMV-Nr.	04.40.02.2015	Rückenlehnenhöhe	36 cm
Farbe	weiß	Gesamtgewicht	3 kg
Gesamtbreite	67 - 78 cm	Max. Belastung	120 kg
Gesamttiefe	46 cm	VPE Pal.	32 Pal.
Sitzbreite	41 cm	VPE Stk.	4 Stk.
Sitztiefe	41 cm		