

Portabler Sauerstoffkonzentrator iGo2

Art. Nr.: 125K



Durch seine zukunftsweisende SmartDose Technologie hat der iGo2 eine neue Klasse innerhalb der portablen Sauerstoffkonzentratoren geschaffen. Der iGo2 passt automatisch die Sauerstoff abgabemenge (Bolus) an die geänderte Atemfrequenz des Patienten an.

- Patentierte SmartDose™ Technologie
- Äußerst sensible Atemerkennung (Trigger)
- Maximale Sauerstoffabgabe: 1100 ml
- Mit Flugzulassung
- Inklusive praktischer Transporttasche
- Klein, leicht und handlich

Technische Daten

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 125K |
| HMV-Nr. | 14.24.06.1011 |
| Farbe | grau |
| Gesamtbreite | 8.9 cm |
| Gesamthöhe | 21.3 cm |
| Gesamttiefe | 21.8 cm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Sauerstoffkonzentration | 90+4/-3 |
| Betriebsspannung | 50/60 Hz |
| Geräuschpegel | 37 dBa |
| Gesamtgewicht | 2,25 kg |
| Gewicht | 2,2 kg |
| VPE Pal. | 48 Pal. |

Portabler Sauerstoffkonzentrator iGo2

Art. Nr.: 125K



Zubehör



Batterieladegerät für iGo2

Art. Nr.:125-CH-614



Wiederaufladbare Batterie für iGo2

Art. Nr.:125D-613