

Portabler Sauerstoffkonzentrator iGo2

Art. Nr.: 125K-alt



- Patentierte SmartDose™ Technologie
- Äußerst sensible Atemerkennung (Trigger)
- Maximale Sauerstoffabgabe: 1014 ml
- Mit Flugzulassung
- Inklusive praktischer Transporttasche
- Klein, leicht und handlich

Der zukunftsweisende iGo2 hat eine völlig neue Klasse innerhalb der portablen Sauerstoffkonzentratoren geschaffen. Er ist der erste seiner Art, der mit der patentierten, selbst anpassenden SmartDose™-Technologie ausgestattet ist.

Die Sauerstoffabgabe wird automatisch Ihren Aktivitäten angepasst. So können Sie Ihr Leben endlich wieder in vollen Zügen genießen, ohne ständig auf die benötigte Sauerstoffeinstellung achten zu müssen.

Die patentierte SmartDose™ Technologie passt die Sauerstoffdosis automatisch an Ihr Atemmuster an. In Momenten erhöhter Aktivität wird mehr Sauerstoff abgegeben.

Entsprechend wird die Dosis reduziert, wenn Sie wieder in die Ruhephase wechseln.

SmartDose™ fördert daher einen aktiven und individuellen Lebensstil.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetseite igo2poc.com

Technische Daten

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 125K-alt |
| HMV-Nr. | 14.24.06.1011 |
| Farbe | grau |
| Gesamtbreite | 8.9 cm |
| Gesamthöhe | 21.3 cm |
| Gesamtiefe | 21.8 cm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Sauerstoffkonzentration | 90+4/-3 |
| Betriebsspannung | 50/60 Hz |
| Geräuschpegel | 37 dBa |
| Gesamtgewicht | 2,25 kg |
| Gewicht | 2,2 kg |
| VPE Pal. | 48 Pal. |

Portabler Sauerstoffkonzentrator iGo2

Art. Nr.: 125K-alt



Zubehör



Batterieladegerät für iGo2

Art. Nr.:125-CH-614



Wiederaufladbare Batterie für iGo2

Art. Nr.:125D-613