

Hebetuch In Chair Hammock Comfort

Art. Nr.: 4103XBE



- Ideal für Dekubitus- und Schmerzpatienten oder längeres Sitzen
- Bester Patientenkomfort durch nahtlosen Gesäßbereich und dünnere Wattierung des Beinriemens
- Druck- und scherkraftreduzierend dank dreidimensionalem, multi-elastischen "Spacer" Gewirk
- Max. Belastung: 300 kg
- Maschinenwäsche bis 80°C

Technische Daten

Artikelnummer	4103XBE
Größe	XL
Gesamtgewicht	1 kg

Gewicht	1 kg
Max. Belastung	300 kg