

# Badewannenlift Bellavita 2G

Art. Nr.: 465100312

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Einzigartige 3-D-Sauger
- Servicefreundliche Demontage
- Maximale Standfestigkeit auf höchster Position
- Breitere Seitenklappen als Zubehör erhältlich
- Der leichteste Badewannenlifter mit nur 9,3 kg Gewicht
- Sitz- und Rückenteil sind ergonomisch geformt
- Ladezustand wird permanent angezeigt
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch
- Auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft
- Keine Höhenadapter erforderlich (für Badewannen bis zu einer Wammentiefe von 48 cm)
- Fünf Jahre Garantie auf den Badewannenlifter, zwei Jahre Garantie auf die Handsteuerung und den Akku (ausgenommen Sauger, Bezüge, Netzteil und Verschleißteile)

## Artikelnummern im europäischer Markt

Bitte beachten Sie die abweichenden Artikelnummern gültig außerhalb Deutschlands:

475200100 ohne Bezug  
475200252 mit Bezug Classic weiß  
475200312 mit Bezug Classic blau  
475250252 mit Bezug Comfort weiß  
475250312 mit Bezug Comfort blau

## Technische Daten

# Badewannenlift Bellavita 2G

Art. Nr.: 465100312



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Artikelnummer          | 465100312     |
| HMV-Nr.                | 04.40.01.0055 |
| Farbe                  | blau          |
| Gesamtbreite           | 70 cm         |
| Gesamtlänge            | 83 cm         |
| Sitzbreite             | 38 cm         |
| Sitztiefe              | 42 cm         |
| Sitzhöhe               | 6.5 - 48 cm   |
| Sitzplatte Gesamtlänge | 57 cm         |
| Rückenlehne Breite     | 32 - 36 cm    |
| Rückenlehnenhöhe       | 64 cm         |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Rückenlehnenwinkel                            | 10 - 50 ° |
| Bodenplatte Breite                            | 31 cm     |
| Bodenplatte Länge                             | 56 cm     |
| Gesamtgewicht                                 | 9,7 kg    |
| Gewicht                                       | 9,3 kg    |
| Gewicht der akkubetriebenen Handbedienung     | 0,4 g     |
| Gewicht Sitzeinheit                           | 5,5 kg    |
| Gewicht Rückeneinheit inkl. Antrieb ohne Akku | 3,8 kg    |
| Max. Belastung                                | 140 kg    |
| VPE Pal.                                      | 30 Pal.   |

## Zubehör



**Drehhilfe Vitaturn K**

Art. Nr.:412100100



**Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L**

Art. Nr.:412100200



**Aktiv-Schaumreiniger**

Art. Nr.:410900100



**Saugerset 4 x grau**

Art. Nr.:460900220



**Saugerset 4 x transparent**

Art. Nr.:460900225



**Seitenklappen Bellavita Verbreiterung**

Art. Nr.:460900227



**Seitenklappen Bellavita Verbreiterung**

Art. Nr.:460900228



**Seitenklappen Bellavita Verbreiterung**

Art. Nr.:460900229



**Bezugset Bellavita**

Art. Nr.:460800252



**Bezugset Bellavita**

Art. Nr.:460800312



**Bezugset Bellavita**

Art. Nr.:460900252



**Bezugset Bellavita**

Art. Nr.:460900312



**Seitenklappenabweiser**

Art. Nr.:400570



**Gurtsysteme 4-Punkt-Brustgurt**

Art. Nr.:460900150

# Badewannenlift Bellavita 2G

Art. Nr.: 465100312



## Gurtsysteme 2-Punkt-Beckengurt

Art. Nr.:460900100