

Badewannenlift Bellavita NOVA

Art. Nr.: 465300100



Der neue Stern am Badehimmel unser Bellavita Nova besteht mit einer Vielzahl praktischer Details und patentierter Neuerungen. Er wurde entwickelt, um das wohltuende und einzigartige Badegefühl für Menschen mit körperlichen Einschränkungen wieder möglich zu machen.

Vorteile:

- Patentierte, abnehmbare Rückenlehne, lässt sich spielend leicht dank der Schnellentriegelung lösen
- Doppelte Sicherheit, dank zwei Zahnstangen besonders sicheres Auf- und Abfahren möglich
- Ergonomische Lordosenstütze mit einer möglichen Neigung bis 50° unterstützt optimal die Wirbelsäule
- Pflegeleichte Sitzfläche mit praktischen Hygieneausschnitt zur komfortablen Körperpflege
- Patentierte 3D-Saugnäpfe sorgen für einen robusten und stabilen Stand
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch und erleichtern das Herausnehmen aus der Wanne
- Kein zusätzlicher Höhenadapter in der Wanne nötig, dank maximaler Sitzhöhe von 48 cm
- Schwimmfähige Handsteuerung
- Litium-Ionen Akku (Tausch Kit) zum Selbstaustausch verfügbar
- Zubehör kompatibel mit bisherigen Bellavita-Modellen

[Mehr zum Bellavita Nova](#)

Erstinstallation

Artikelnummern im europäischer Markt

Bitte beachten Sie die abweichenden Artikelnummern gültig außerhalb Deutschlands:

475400252 mit Bezug Classic weiß

475400312 mit Bezug Classic blau

475500252 mit Bezug Comfort weiß

475500312 mit Bezug Comfort blau

Technische Daten

Badewannenlift Bellavita NOVA

Art. Nr.: 465300100



Artikelnummer	465300100	Rückenlehne Breite	32 - 35 cm
HMV-Nr.	04.40.01.0066	Rückenlehnenhöhe	64 cm
Farbe	weiß	Rückenlehnenwinkel	10 - 50 °
Gesamtbreite	70 cm	Bodenplatte Breite	31 cm
Gesamtlänge	102 cm	Bodenplatte Länge	61 cm
Sitzbreite	38 cm	Gewicht	9,3 kg
Sitztiefe	48 cm	Gewicht der akkubetriebenen Handbedienung	0,4 g
Sitzhöhe	6.5 - 48 cm	Max. Belastung	140 kg
Sitzplatte Gesamtlänge	60 cm	VPE Pal.	30 Pal.

Zubehör



Drehhilfe Vitaturn K

Art. Nr.:412100100



Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L

Art. Nr.:412100200



Aktiv-Schaumreiniger

Art. Nr.:410900100



Saugerset 4 x grau

Art. Nr.:460900220



Saugerset 4 x transparent

Art. Nr.:460900225



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900227



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900228



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900229



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460800252



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460800312



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460900252



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460900312



Seitenklappenabweiser

Art. Nr.:400570



Gurtsysteme 4-Punkt-Brustgurt

Art. Nr.:460900150

Badewannenlift Bellavita NOVA

Art. Nr.: 465300100



Gurtsysteme 2-Punkt-Beckengurt

Art. Nr.:460900100