

Badewannenlift Bellavita NOVA

Art. Nr.: 465400252

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Der neue Stern am Badehimmel unser Bellavita Nova besteht mit einer Vielzahl praktischer Details und patentierter Neuerungen. Er wurde entwickelt, um das wohltuende und einzigartige Badegefühl für Menschen mit körperlichen Einschränkungen wieder möglich zu machen.

Vorteile:

- Patentierte, abnehmbare Rückenlehne, lässt sich spielend leicht dank der Schnellentriegelung lösen
- Doppelte Sicherheit, dank zwei Zahnstangen besonders sicheres Auf- und Abfahren möglich
- Ergonomische Lordosenstütze mit einer möglichen Neigung bis 50° unterstützt optimal die Wirbelsäule
- Leichtester Badewannenlifter am Markt mit nur 9,3 kg
- Noch leichter, da der Badewannenlifter ganz einfach in zwei Teile zerlegt werden kann und so auch einzeln in handelsübliche Wannen gesetzt werden kann, das schwere Einzelteil wiegt hierbei gerade mal 4,8 kg
- Pflegeleichte Sitzfläche mit praktischen Hygieneausschnitt zur komfortablen Körperpflege
- Patentierte 3D-Saugnäpfe sorgen für einen robusten und stabilen Stand
- Vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch und erleichtern das Herausnehmen aus der Wanne
- Kein zusätzlicher Adapter in der Wanne nötig, dank maximaler Sitzhöhe von 48 cm
- Schwimmfähige Handsteuerung

[Mehr zum Bellavita Nova](#)

Erstinstallation

Technische Daten

Badewannenlift Bellavita NOVA

Art. Nr.: 465400252



Artikelnummer	465400252	Rückenlehne Breite	32 - 35 cm
HMV-Nr.	04.40.01.0066	Rückenlehnenhöhe	64 cm
Farbe	weiß	Rückenlehnenwinkel	10 - 50 °
Gesamtbreite	70 cm	Bodenplatte Breite	31 cm
Gesamtlänge	102 cm	Bodenplatte Länge	61 cm
Sitzbreite	38 cm	Gewicht	9,3 kg
Sitztiefe	48 cm	Gewicht der akkubetriebenen Handbedienung	0,4 g
Sitzhöhe	6.5 - 48 cm	Max. Belastung	140 kg
Sitzplatte Gesamtlänge	60 cm	VPE Pal.	30 Pal.

Badewannenlift Bellavita NOVA

Art. Nr.: 465400252



Zubehör



Drehhilfe Vitaturn K

Art. Nr.:412100100



Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L

Art. Nr.:412100200



Aktiv-Schaumreiniger

Art. Nr.:410900100



Saugerset 4 x grau

Art. Nr.:460900220



Saugerset 4 x transparent

Art. Nr.:460900225



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900227



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900228



Seitenklappen Bellavita Verbreiterung

Art. Nr.:460900229



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460800252



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460800312



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460900252



Bezugset Bellavita

Art. Nr.:460900312



Seitenklappenabweiser

Art. Nr.:400570



Gurtsysteme 4-Punkt-Brustgurt

Art. Nr.:460900150

Badewannenlift Bellavita NOVA

Art. Nr.: 465400252



Gurtsysteme 2-Punkt-Beckengurt

Art. Nr.: 460900100