

Toilettenstützgestell TSG 130

Art. Nr.: 500800100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Eine mobile Erhöhung für Toiletten
- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Schnelle Montage
- Siebenfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße

Technische Daten

Artikelnummer	500800100
HMV-Nr.	33.40.02.1013
Gesamtbreite	67 cm
Gesamtlänge	52 cm
Gesamthöhe	60 - 75 cm
Sitzbreite	44,5 cm
Sitztiefe	45 cm

Sitzhöhe	40 - 55,5 cm
Rahmenhöhe	35 - 50 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	24 Pal.
VPE Stk.	4 Stk.