

# Toilettensitzerhöhung TSE 150

Art. Nr.: 5200500



- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

## Technische Daten

Artikelnummer	5200500	Öffnung Breite	23 cm
HMV-Nr.	33.40.01.1013	Öffnung Länge	25 cm
Farbe	weiß	Gesamtgewicht	3,7 kg
Höhenverstellung	6.5 / 10 / 13.5 cm	Max. Belastung	150 kg
Gesamtbreite	46 cm	VPE Pal.	32 Pal.
Gesamtlänge	48.5 cm	VPE Stk.	4 Stk.
Gesamthöhe	22.5 cm		