

# Toilettensitzerhöhung TSE 150

Art. Nr.: 5201000



- Zwei Hygieneaussparungen und Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

## Technische Daten

Artikelnummer	5201000
HMV-Nr.	33.40.01.3023
Farbe	weiß
Höhenverstellung	6.5 / 10 / 13.5 cm
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	48.5 cm
Gesamthöhe	41 cm

Öffnung Breite	23 cm
Öffnung Länge	25 cm
Breite zwischen den Armlehnen	48 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg
Max. Belastung	150 kg
VPE Pal.	32 Pal.
VPE Stk.	4 Stk.