

# Toilettensitzerhöhung TSE 120

Art. Nr.: 520500300

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Zwei Hygieneaussparungen und Sitzbrille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

## Technische Daten

Artikelnummer	520500300
HMV-Nr.	33.40.01.1017
Höhenverstellung	8.5 / 12 / 15.5 cm
Gesamtbreite	46 cm
Gesamtlänge	49 cm
Gesamthöhe	19 cm

Öffnung Breite	20,5 cm
Öffnung Länge	27 cm
Gesamtgewicht	2,6 kg
Max. Belastung	120 kg
VPE Pal.	30 Pal.