

Toilettensitzerhöhung TSE 120 Plus

Art. Nr.: 520500500



- NEU: mit innovativer Topmontage
- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	520500500
HMV-Nr.	33.40.01.3034
Farbe	weiß
Höhenverstellung	8.5 / 12 / 15.5 cm
Gesamtbreite	55 cm
Gesamtlänge	49 cm
Gesamthöhe	38 cm

Öffnung Breite	20,5 cm
Öffnung Länge	27 cm
Breite zwischen den Armlehnen	46 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	120 kg
VPE Pal.	30 Pal.