

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/10

Art. Nr.: 523300000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Erhöht den WC-Sitz um 10 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneausparungen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	523300000
HMV-Nr.	33.40.01.0099
Farbe	weiß
Höhe vorne	8,6 cm
Höhe hinten	12 cm
Gesamtbreite	39 cm
Gesamtlänge	39 cm

Öffnung Breite	21,5 cm
Öffnung Länge	28,5 cm
Gesamtgewicht	1,05 kg
Max. Belastung	225 kg
VPE Pal.	80 Pal.
VPE Stk.	8 Stk.