

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/10

Art. Nr.: 523400000



- Erhöht den WC-Sitz um 10 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneausparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	523400000	Öffnung Breite	21,5 cm
HMV-Nr.	33.40.01.0100	Öffnung Länge	28,5 cm
Farbe	weiß	Gesamtgewicht	1,35 kg
Höhe vorne	10 cm	Max. Belastung	225 kg
Höhe hinten	14,6 cm	VPE Pal.	80 Pal.
Gesamtbreite	39 cm	VPE Stk.	8 Stk.
Gesamtlänge	39 cm		