

# Toilettensitzerhöhung TSE 100S

Art. Nr.: 523500000

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen sicheren Halt
- Hautfreundlicher PU-Kunststoff für bequemes, softeres Sitzen
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Ergonomisch zulaufende Sitzfläche bietet Komfort

## Technische Daten

Artikelnummer	523500000
Farbe	blau
Gesamtbreite	37 cm
Gesamtlänge	38,5 cm
Gesamthöhe	11 cm
Öffnung Breite	22,5 cm

Öffnung Länge	25,5 cm
Gesamtgewicht	2,1 kg
Max. Belastung	250 kg
VPE Pal.	72 Pal.
VPE Stk.	6 Stk.