

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/5

Art. Nr.: 523600100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Erhöht den WC-Sitz um 5 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	523600100
Farbe	weiß
Höhe vorne	4,1 cm
Höhe hinten	5,6 cm
Gesamtbreite	39 cm
Gesamtlänge	39 cm
Öffnung Breite	20,3 cm

Öffnung Länge	27,3 cm
Gesamtgewicht	820 g
Gewicht	820 g
Max. Belastung	225 kg
VPE Pal.	120 Pal.
VPE Stk.	12 Stk.