

# Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/5

Art. Nr.: 523600200

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Erhöht den WC-Sitz um 5 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneausparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

## Technische Daten

Artikelnummer	523600200
Farbe	weiß
Höhe vorne	5,5 cm
Höhe hinten	7,1 cm
Gesamtbreite	39 cm
Gesamtlänge	39 cm

Öffnung Breite	20,3 cm
Öffnung Länge	27,3 cm
Gesamtgewicht	1,11 kg
Max. Belastung	225 kg
VPE Pal.	120 Pal.
VPE Stk.	12 Stk.