

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G/15

Art. Nr.: 523600300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Erhöht den WC-Sitz um 15 cm
- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneausparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammern ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	523600300
HMV-Nr.	33.40.01.0113
Höhe vorne	13,6 cm
Höhe hinten	15,1 cm
Gesamtbreite	39 cm
Gesamtlänge	39 cm

Öffnung Breite	20,3 cm
Öffnung Länge	27,3 cm
Gesamtgewicht	1,44 kg
Max. Belastung	225 kg
VPE Pal.	60 Pal.
VPE Stk.	6 Stk.