

# Toilettenrollstuhl TRS 130

Art. Nr.: 530100000

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare ArMLEHNE erleichtert den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßiger Eimer mit Geruchsverschluss
- Ohne Eimer über Toilettenbecken fahrbar
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Wadenband Einfach zu reinigen

## Technische Daten

Artikelnummer	530100000
HMV-Nr.	18.46.02.0058
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	95 cm
Gesamthöhe	97 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	42.5 cm
Sitzhöhe	- 52 cm

Rückenlehnenhöhe	38 cm
Überfahrbare Höhe	43 cm
Fußstützen Länge	42 - 50 cm
Gesamtgewicht	14,4 kg
Gewicht	14,4 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	12 Pal.

# Toilettenrollstuhl TRS 130

Art. Nr.: 530100000

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



**Eimer mit Deckel**

Art. Nr.:530100090



**Sitzbrille für TRS 130**

Art. Nr.:530100001



**Sitzauflage für TRS 130**

Art. Nr.:530100020