

Toilettenrollstuhl TRS 130

Art. Nr.: 530100000



- Komfortabel, sicher und besonders stabil
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare ArMLEHNE erleichtert den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Serienmäßiger Eimer mit Geruchsverschluss
- Ohne Eimer über Toilettenbecken fahrbar
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Wadenband Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	530100000	Rückenlehnenhöhe	38 cm
HMV-Nr.	18.46.02.0058	Überfahrbare Höhe	43 cm
Gesamtbreite	56 cm	Fußstützen Länge	42 - 50 cm
Gesamtlänge	95 cm	Gesamtgewicht	14,4 kg
Gesamthöhe	97 cm	Gewicht	14,4 kg
Sitzbreite	44 cm	Max. Belastung	130 kg
Sitztiefe	42.5 cm	VPE Pal.	12 Pal.
Sitzhöhe	- 52 cm		

Toilettenrollstuhl TRS 130

Art. Nr.: 530100000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Eimer mit Deckel

Art. Nr.:530100090



Sitzbrille für TRS 130

Art. Nr.:530100001



Sitzauflage für TRS 130

Art. Nr.:530100020