

Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL

Art. Nr.: 530200000



- Breiter und stabiler Toilettenrollstuhl für maximale Ansprüche
- Extra große und weiche Sitzfläche und Rückenlehne für mehr Komfort
- Sitzbrille und Auflage hochklappbar
- Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen
- Abschwenkbare Armlehnen erleichtern den Transfer
- Stabile, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Stufenlos einstellbare Fußstützen
- Einfachste Montage und Reinigung
- Serienmäßig mit Eimer

Technische Daten

Artikelnummer	530200000
Gesamtbreite	72 cm
Gesamtlänge	96 cm
Gesamthöhe	98 cm
Sitzbreite	56 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	- 52 cm

Überfahrbare Höhe	44 cm
Fußstützen Länge	42 - 57 cm
Gesamtgewicht	15,3 kg
Gewicht	15,3 kg
Max. Belastung	200 kg
VPE Pal.	6 Pal.

Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL

Art. Nr.: 530200000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Sitzbrille für TRS 200 XXL

Art. Nr.:530200021



Abdeckung Sitzbrille für TRS 200 XXL

Art. Nr.:530200026