

Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 24

Art. Nr.: 530400100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Sitzhöhenverstellung
- Schwenk- und abnehmbare Fußstützen
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Mit großen 24" -Antriebsräder mit Steckachsen und Greifreifen
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Hochklappbare Armlehne
- Winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte
- Überfahrbare Höhe 51 cm
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung

Technische Daten

Artikelnummer	530400100
HMV-Nr.	18.46.01.0018
Farbe	weiß-blau
Gesamtbreite	67 cm
Gesamtlänge	117 cm
Gesamthöhe	99 - 103 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	51 / 56 cm

Sitzhöhenverstellstufen	2
Öffnung Breite	20 cm
Öffnung Länge	26 cm
Überfahrbare Höhe	51 cm
Fußstützen Länge	32 - 50 cm
Gesamtgewicht	19,4 kg
Max. Belastung	160 kg
VPE Pal.	6 Pal.

Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 24

Art. Nr.: 530400100



Zubehör