

# Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 24

Art. Nr.: 530400100



- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mit großen 24" -Antriebsräder mit Steckachsen und Greifreifen
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Hochklappbare Armlehne
- Schwenk- und abnehmbare Fußstützen
- Winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte
- Sitzhöhenverstellung
- Überfahrbare Höhe 51 cm
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung

## Technische Daten

Artikelnummer	530400100
HMV-Nr.	18.46.01.0018
Farbe	weiß-blau
Gesamtbreite	69 cm
Gesamtlänge	108 cm
Gesamthöhe	99 - 103 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 cm


Sitzhöhe	51 / 56 cm
Sitzhöhenverstellstufen	2
Überfahrbare Höhe	51 cm
Fußstützen Länge	32 - 50 cm
Gesamtgewicht	19,4 kg
Max. Belastung	160 kg
VPE Pal.	6 Pal.

# Dusch-Toilettenrollstuhl Aston 24

Art. Nr.: 530400100

---

## Zubehör



**Eimer mit Deckel**

Art. Nr.:530400811