

# Dusch-Toilettenrollstuhl Aston

Art. Nr.: 530400200

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Sitzhöhenverstellung
- Schwenk- und abnehmbare Fußstützen
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Hochklappbare Armlehnen
- Winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte
- Überfahrbare Höhe 51 cm

## Technische Daten

Artikelnummer	530400200
HMV-Nr.	18.46.01.2012
Farbe	weiß-blau
Gesamtbreite	55 cm
Gesamtlänge	90 cm
Gesamthöhe	99,5 - 102 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	51 / 56 cm

Sitzhöhenverstellstufen	2
Öffnung Breite	20 cm
Öffnung Länge	26 cm
Überfahrbare Höhe	51 cm
Fußstützen Länge	32 - 50 cm
Gesamtgewicht	13,4 kg
Max. Belastung	160 kg
VPE Pal.	8 Pal.