

# Dusch-Toilettenrollstuhl Aston

Art. Nr.: 530400200

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Hochklappbare Armlehnen
- Schwenk- und abnehmbare Fußstützen
- Winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte
- Sitzhöhenverstellung
- Überfahrbare Höhe 51 cm

## Technische Daten

Artikelnummer	530400200
HMV-Nr.	18.46.01.2012
Farbe	weiß-blau
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	90 cm
Gesamthöhe	99 - 103 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 cm

Sitzhöhe	51 / 56 cm
Sitzhöhenverstellstufen	2
Überfahrbare Höhe	51 cm
Fußstützen Länge	32 - 50 cm
Gesamtgewicht	13,4 kg
Max. Belastung	160 kg
VPE Pal.	8 Pal.