

# Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24

Art. Nr.: 530500100



- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Mit großen 24"-Antriebsrädern und Greifreifen
- Inklusive 4 x 5"-Rädern
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen
- Vierfache Sitzhöhenverstellung

## Technische Daten

Artikelnummer	530500100
HMV-Nr.	18.46.01.0017
Farbe	grau
Gesamtbreite	71 cm
Gesamtlänge	115 cm
Gesamthöhe	95,5 - 103 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	41 cm

Sitzhöhe	50 - 57.5 cm
Sitzhöhenverstellstufen	4
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Überfahrbare Höhe	40.5 - 48 cm
Fußstützen Länge	39 - 49 cm
Gesamtgewicht	20 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	6 Pal.

# Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24

Art. Nr.: 530500100

## Zubehör



**Eimer mit Deckel**

Art. Nr.:530100090



**Kopfstütze für DuoMotion & DuoMotion  
XL**

Art. Nr.:530500318