

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion

Art. Nr.: 530500200



- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen
- Hochklappbare Armlehnen
- Hochklapp-, schwenk- und abnehmbare Fußstützen mit Fersenband
- Vierfache Sitzhöhenverstellung
- Einfach und schnell mit 24"-Antriebsrädern mit Steckachsen und Bremsen nachrüstbar

Technische Daten

Artikelnummer	530500200
HMV-Nr.	18.46.01.2011
Farbe	grau
Gesamtbreite	56.5 cm
Gesamtlänge	95 cm
Gesamthöhe	95,5 - 103 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	43 cm

Sitzhöhe	50 - 57.5 cm
Sitzhöhenverstellstufen	4
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Überfahrbare Höhe	41.5 - 49 cm
Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Gesamtgewicht	14 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	6 Pal.

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion

Art. Nr.: 530500200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Nachrüstset 24"- Antriebsräder

Art. Nr.:530500300



Eimer mit Deckel

Art. Nr.:530100090



Kopfstütze für DuoMotion & DuoMotion XL

Art. Nr.:530500318