

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 XL

Art. Nr.: 530500400

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Alle Vorzüge des Standardmodells
- Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Mit großen 24"-Antriebsrädern und Greifreifen
- Mehr Mobilität und Eigenständigkeit
- Inklusive 4 x 5"-Rädern
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen
- Vierfache Sitzhöhenverstellung

Technische Daten

Artikelnummer	530500400
Farbe	grau
Gesamtbreite	73 cm
Gesamtlänge	109 cm
Gesamthöhe	95 - 102.5 cm
Sitzbreite	56 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzhöhe	51 - 58.5 cm

Sitzhöhenverstellstufen	4
Rückenlehnenhöhe	36.5 cm
Überfahrbare Höhe	40.5 - 48 cm
Fußstützen Länge	32 - 42 cm
Gesamtgewicht	22,8 kg
Max. Belastung	200 kg
VPE Pal.	6 Pal.

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 24 XL

Art. Nr.: 530500400

Zubehör



Eimer mit Deckel

Art. Nr.:530100090



Kopfstütze für DuoMotion & DuoMotion XL

Art. Nr.:530500318