Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL

Art. Nr.: 530500500





- Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen
- Hochklappbare Armlehne
- Hochklapp-, schwenk- und abnehmbare Fußstützen mit Fersenband
- · Vierfache Sitzhöhenverstellung

Technische Daten

| Artikelnummer | 530500500 |
|---------------|---------------|
| Farbe | grau |
| Gesamtbreite | 67.5 cm |
| Gesamtlänge | 102 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102.5 cm |
| Sitzbreite | 56 cm |
| Sitztiefe | 45 cm |
| Sitzhöhe | 50 - 57.5 cm |

| 4 |
|--------------|
| 36.5 cm |
| 41.5 - 49 cm |
| 39 - 49 cm |
| 16,8 kg |
| 200 kg |
| 6 Pal. |
| |

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL

Art. Nr.: 530500500



Zubehör



Nachrüstset 24"- Antriebsräder

Art. Nr.:530500300



Eimer mit Deckel

Art. Nr.:530100090



Kopfstütze für DuoMotion & DuoMotion XL

Art. Nr.:530500318