

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL

Art. Nr.: 530500500



- Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen
- Hochklappbare Armlehne
- Hochklapp-, schwenk- und abnehmbare Fußstützen mit Fersenband
- Vierfache Sitzhöhenverstellung

Technische Daten

Artikelnummer	530500500
Farbe	grau
Gesamtbreite	67.5 cm
Gesamtlänge	102 cm
Gesamthöhe	95 - 102.5 cm
Sitzbreite	56 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzhöhe	50 - 57.5 cm

Sitzhöhenverstellstufen	4
Rückenlehnenhöhe	36.5 cm
Überfahrbare Höhe	41.5 - 49 cm
Fußstützen Länge	39 - 49 cm
Gesamtgewicht	16,8 kg
Max. Belastung	200 kg
VPE Pal.	6 Pal.

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL

Art. Nr.: 530500500

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Nachrüstset 24"- Antriebsräder

Art. Nr.:530500300



Eimer mit Deckel

Art. Nr.:530100090



Kopfstütze für DuoMotion & DuoMotion XL

Art. Nr.:530500318