

Sauerstoff-Füllstation iFill

Art. Nr.: 535I



- Die iFill Sauerstoff-Füllstation gewährt eine unbegrenzte Versorgung mit nachfüllbarem Sauerstoff
- Das benutzerfreundliche Gerät ist einfach in der Bedienung und zuverlässig im Betrieb
- Die Füllstation kann überall im Haus platziert werden
- Verschiedene Flaschengrößen für jeden Bedarf erhältlich
- Flaschen können vom Benutzer beliebig oft nachgefüllt werden
- Terminvereinbarungen mit Sauerstoff-Lieferanten entfallen
- iFill-Kit besteht aus iFill, Netzkabel, 2 Sauerstoffflaschen (Typ abhängig von Konfiguration), einer Tragetasche und Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Artikelnummer	535I
HMV-Nr.	14.24.04.2003
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	57 cm
Gesamthöhe	72.5 cm

Durchschnittlicher Fülldruck	138 ± 13.8 bar 2000 ± 200 psi bar
Sauerstoffkonzentration	93 % ± 3 %
Betriebsspannung	50/60 Hz
Gesamtgewicht	30 kg