

# Duschhocker Delphi

Art. Nr.: 540100000

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

## Technische Daten

Artikelnummer	540100000
Farbe	weiß
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	55 cm
Sitzfläche Durchmesser	38 cm

Sitzhöhe	45 - 55 cm
Sitzhöhenverstellstufen	3
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	180 kg
VPE Pal.	80 Pal.
VPE Stk.	10 Stk.