

Duschhocker Delphi Turn

Art. Nr.: 540400000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Leicht drehbare Sitzfläche
- Erleichtert den Transfer und die tägliche Hygiene
- Hautfreundliche Beschichtung
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- ø drehbare Sitzfläche: 32,5 cm
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	540400000
Farbe	weiß-grau
Gesamtbreite	48 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	56.2 cm
Sitzfläche Durchmesser	32,5 cm

Sitzhöhe	46.2 - 56.2 cm
Sitzhöhenverstellstufen	3
Gesamtgewicht	3,1 kg
Max. Belastung	140 kg
VPE Pal.	80 Pal.
VPE Stk.	10 Stk.