

Badebrett Benny XL

Art. Nr.: 550100300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Badewannenbrett mit maximaler Belastbarkeit
- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	550100300
Farbe	weiß
Gesamtbreite	35 cm
Gesamtlänge	68 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	40 - 63 cm

Gesamtgewicht	2,2 kg
Max. Belastung	225 kg
VPE Pal.	75 Pal.
VPE Stk.	5 Stk.