

Duschhocker Delta 150

Art. Nr.: 550300100



- Sehr leicht und platzsparend
- Sicher und stabil
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Siebenfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Aluminiumprofil
- Drainageöffnungen
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	550300100
Farbe	weiß
Gesamtbreite	44 cm
Gesamtlänge	44 cm
Gesamthöhe	59 cm
Sitzfläche Durchmesser	37 cm

Sitzhöhe	44 - 59 cm
Sitzhöhenverstellstufen	7
Gesamtgewicht	1,7 kg
Max. Belastung	150 kg
VPE Pal.	96 Pal.
VPE Stk.	4 Stk.