



- Sicher, stabil und platzsparend
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Sehr leicht
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Achtfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	550500100
Farbe	weiß
Gesamtbreite	45 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	52 cm
Sitzfläche Durchmesser	32 cm

Sitzhöhe	34 - 52 cm
Sitzhöhenverstellstufen	8
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	120 Pal.
VPE Stk.	6 Stk.